



So einfach geht's: In 4 Schritten zur Rezertifizierung

1

Vorbereitung

Schauen Sie sich die Video-Aufzeichnung des Expertengesprächs Bluthochdruck der DHL® an. Sie finden diese unter folgendem Link:

www.bit.ly/dhl-expertentalk



oder durch Scannen des QR-Codes:



Online-Test

Sie machen einen **gebührenfreien Online-Test**.

Der Online-Test besteht aus 11 Multiple-Choice-Fragen, wovon Sie **mindestens 9 richtig** beantworten müssen. Sie haben die Möglichkeit, die Prüfung zunächst **als Übung im Probelauf** durchzuführen.

Über Ihr Testergebnis müssen Sie uns nicht gesondert benachrichtigen, wir erhalten dieses automatisch.

Zur Prüfung gelangen Sie durch Anklicken des roten Buttons „Online Test“ auf folgender Seite: www.bit.ly/dhl-assistenten-rezertifizierung



oder durch Scannen des QR-Codes:

2

Rezertifizierungsgebühr

Für die Rezertifizierung mit Urkunde fällt eine Gebühr in Höhe von **100€** an. Bitte überweisen Sie uns die Gebühr nach Bestehen des Tests unter Angabe Ihres Namens und des Vermerks „Hyp.Ass.“. Kontodaten:

Deutschen Hochdruckliga e.V.

IBAN: DE58 6725 0020 0009 2062 05

BIC: SOLADES1HDB

Ihre Daten werden gleich zu Beginn des Tests erfasst.

Soll Ihre Rechnung auf Ihre dienstliche Anschrift ausgestellt werden, bitten wir Sie, die genauen Rechnungsdaten vorab verbindlich zu klären.

**3**

Urkunde/Erfolgreiche Rezertifizierung

Nach erfolgreichem Absolvieren des Online-Tests und Zahlung der Rezertifizierungsgebühr erhalten Sie automatisch zusammen mit einer Zahlungsbestätigung Ihre **neue Urkunde**.

Sie dürfen dann die Zusatzbezeichnung Assistent/-in für Hypertonie und Prävention DHL® für weitere 5 Kalenderjahre, aktuell **bis 31.12.2028, führen**.

4